

**Описание штампов и печатей специалистов  
санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на внешней  
границе таможенного союза**

1. Образец штампа



Датер: GRM 2660, 6 строк, размер 35x59 мм с сплошной рамкой.

Первая строка: **Управление Роспотребнадзора по**  
Вторая строка: **наименование субъекта**  
Третья строка: *свободная*  
Четвёртая строка: **Ввоз запрещен или Ввоз разрешен**  
Пятая строка: *свободная*  
Шестая строка: **Подпись**

Штамп «**Ввоз запрещен**» иметь красный оттиск, штамп «**Ввоз разрешен**» - синий.

2. Личная номерная печать специалистов санитарно-карантинных пунктов должна содержать следующую информацию:

По периметру: **санитарно-карантинный контроль**  
В центре: порядок цифр: **номер региона/порядковый номер пункта пропуска в субъекте Российской Федерации/порядковый номер специалиста санитарно-карантинных пунктов.**

Диаметр печати 25 мм.

Номер региона (две первые цифры) – соответствует коду региона.

Порядковый номер пункта пропуска в субъекте Российской Федерации - формируется по присвоенному порядковому номеру санитарно-карантинных пунктов в Управлении Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации.

Порядковый номер специалиста санитарно-карантинных пунктов – присваивается по алфавитному списку сотрудников в каждом пункте пропуска.

Обозначение буквы должно совпадать с классификацией пункта пропуска. **А** – автомобильный, **В** – воздушный, **М** – морской, **Ж** – железнодорожный.

Образец печати:



Специалисты СКП в одном из транспортных (перевозочных) и/или коммерческих документов, по итогам санитарно-карантинного контроля проставляют штамп «Ввоз разрешен» или «Ввоз запрещен», заверяют подписью с указанием даты и делают отметку личной номерной печатью.